

ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



MODEL
EXKLUSIV
 DIE UNIVERSELLE ALLTAGSEINLAGE



SPEZIELLE FÜR OFFENE SCHUHE,
SNEAKERS,...

- » Gute Fersenfassung und vielseitig einsetzbar
- » Hoher Tragekomfort und Wohlbefinden
- » Unterstützend und stabil durch Glasfaserverstärkung



GUTE FERSENDÄMPFUNG
UND BEQUEM IM VORFUSS



FEUCHTIGKEITSAUFNEHMEND
& SCHNELLTROCKNEND



ATMUNGSAKTIV






WASCHBAR (HANDWÄSCHE)

ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



GRÖSSENTABELLE

	J	A	B	C	D	E	F	G
GRÖSSE EINLAGEN	31-33	34-36	36-38	38-39	39-41	42-44	45-47	48-50
FERSENBREITE	schmal-mittel		mittel		mittel-breit			
FERSENPRÄGUNG	leicht-mittel		mittel		schalig			
								

JURTiN
medical
AUSTRIA

TECHNISCHE DATEN (AUSGEHEND GRÖSSE D)

Fersenbreite / Höhe : ~ 7,5 cm / ~ 5,5 mm

Ballenweite / Stärke : ~ 10 cm / ~ 3,5 mm

Unterteil: Thermoplastischer Kunststoff (PP) mit Glasfaser verstärkt

Oberteil: EVA mit Mikrofaserbezug & Vorfußversteifung



PFLEGETIPPS

Die Mikrofaserbezüge können mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von lauwarmen Wasser mit milder Seife oder einem Schuss Apfelessig. Keinesfalls die Einlagen in der Waschmaschine waschen oder in einer Seifenlauge aufweichen. Die gereinigte Einlage langsam trocknen lassen und keinen starken Wärmequellen (z.B. Heizung) aussetzen.