


# ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



## MODEL **SENSITIV** DIE EXTRA KOMFORTABLE EINLAGE



SPEZIELL FÜR OFFENE SCHUHE,  
SNEAKERS,...

- » Extra weich für sensible Füße
- » Gute Fersenfassung und vielseitig einsetzbar
- » Hoher Tragekomfort und hohes Wohlbefinden
- » Unterstützend und stabil durch Glasfaserverstärkung



GUTE FERSENDÄMPFUNG  
UND BEQUEM IM VORFUSS



FEUCHTIGKEITSAUFNEHMEND  
& SCHNELLTROCKNEND



ATMUNGSAKTIV






WASCHBAR (HANDWÄSCHE)



# ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



## GRÖSSENTABELLE

	J	A	B	C	D	E	F	G
GRÖSSE EINLAGEN	31-33	34-36	36-38	38-39	39-41	42-44	45-47	48-50
FERSENBREITE	schmal-mittel		mittel		mittel-breit			
FERSENPRÄGUNG	leicht-mittel		mittel		schalig			
								

**JURTI**  
medical  
AUSTRIA

## TECHNISCHE DATEN (AUSGEHEND GRÖSSE D)

Fersenbreite / Höhe : ~ 7,5 cm / ~ 7,5 mm

Ballenweite / Stärke : ~ 10 cm / ~ 5,5 mm

Unterteil: Thermoplastischer Kunststoff (PP) mit Glasfaser verstärkt

Oberteil: EVA mit Mikrofaserbezug & Vorfußversteifung



## PFLEGETIPPS

Die Mikrofaserbezüge können mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von lauwarmen Wasser mit milder Seife oder einem Schuss Apfelessig. Keinesfalls die Einlagen in der Waschmaschine waschen oder in einer Seifenlauge aufweichen. Die gereinigte Einlage langsam trocknen lassen und keinen starken Wärmequellen (z.B. Heizung) aussetzen.